



**ami.italia**  
medical products



Federazione Italiana Vela

## Convenzione FIV - AMI ITALIA Defibrillatori Saver One Series



SAVER **ONE** SERIES  
the new generation

**Convenzione FIV, ai tesserati e alle società sportive affiliate alla FEDERAZIONE ITALIANA VELA, sono riservate particolari condizioni commerciali per l'acquisto di defibrillatori Saver One Series New Generation e dei Corsi di formazione BLS-D.**



### 1) OFFERTA SAVER ONE

DAE Defibrillatore Semiautomatico Esterno A.M.I. Italia - Modello Saver One con tecnologia a compensazione automatica di impedenza, Energia 200J, aggiornato alle linee guida delle principali Società Scientifiche (American Heart Association - European Resuscitation Council), comando vocale di guida operatore in lingua italiana.

Completo di:

- n. 1 Coppia di Elettrodi Monouso Mis. Adulto;
  - n. 1 Batteria lunga durata Li-SOCI2 (5 ANNI o 250 scariche);
  - n. 1 Borsa Rigida per il trasporto;
  - n. 1 Manuale guida rapida;
  - n. 1 CD Rom manuale d'uso;
- Garanzia Defibrillatore: 6 anni  
PREZZO RISERVATO Euro 700,00 + IVA 22 %



### 2) OFFERTA SAVER ONE CON MINI LCD

Defibrillatore Semiautomatico Esterno Bifasico A.M.I. - Modello Saver One (con mini LCD) tecnologia a compensazione automatica di impedenza, Energia 200J, aggiornato alle linee guida delle principali Società Scientifiche (American Heart Association - European Resuscitation Council), comando vocale di guida operatore in lingua italiana.

Completo di:

- n. 1 Coppia di Elettrodi Monouso Mis. Adulto;
  - n. 1 Batteria lunga durata Li-SOCI2 (5 ANNI o 250 scariche);
  - n. 1 Borsa Rigida per il trasporto;
  - n. 1 Manuale guida rapida;
  - n. 1 CD Rom manuale d'uso;
- Garanzia Defibrillatore: 6 anni  
PREZZO RISERVATO Euro 750,00 + IVA 22 %





### 3) OFFERTA SAVER ONE D

Defibrillatore Semiautomatico Esterno Bifasico A.M.I. Italia - Modello Saver One D, Display LCD a colori permette la visualizzazione del tracciato ECG, con tecnologia a compensazione automatica di impedenza, energia 200J , aggiornato alle linee guida delle principali Società Scientifiche (American Heart Association - European Resuscitation Council), comando vocale di guida operatore in lingua italiana.

Completo di:

- n. 1 Coppia di Elettrodi Monouso Mis. Adulto;
  - n. 1 Batteria lunga durata Li-SOCI2 (5 ANNI o 250 scariche);
  - n. 1 Borsa Rigida per il trasporto;
  - n. 1 Manuale guida rapida;
  - n. 1 CD Rom manuale d'uso;
- Garanzia Defibrillatore: 6 anni  
PREZZO RISERVATO Euro 850,00 + IVA 22 %



Per informazioni e ordini: Dr. Carmine Scapolatiello

M.+39393.94.20.536

Mail [cs@amiitalia.com](mailto:cs@amiitalia.com)

Web: [www.amiitalia.com](http://www.amiitalia.com) - A.M.I. Italia s.r.l. FORNITORE UFFICIALE FIV

## **CORSI BLS-D (BASIC LIFE SUPPORT È DEFIBRILLATION) e PRIMO SOCCORSO IRC**

Corsi Formazione BLS-D personale laico: per partecipante previa organizzazione di FIV inviare la propria candidatura direttamente via mail o tel., specificando nome e cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, e mail dei candidati, richiesta min. 30pp.

## **PERCHÈ UN DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO**

Il Decreto Balduzzi n. 158 del 13 settembre 2012 è stato convertito in legge (la n. 189) in data 8 novembre 2012. Nell'articolo 7 (Disposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco, misure di prevenzione per contrastare la ludopatia e per l'attività sportiva non agonistica), paragrafo 11, viene sancita la necessità di dotarsi di defibrillatore semiautomatico da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche. Il successivo Decreto del 24 Aprile 2013 introduce l'obbligo dei defibrillatori e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici. Si tratta del regolamento di attuazione dell'art. 7, comma 11, del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 novembre 2012, n. 189 (cd. "Decreto Balduzzi").

## **PER SALVARE UNA VITA PARTIAMO DA QUI**

L'arresto cardiaco è una patologia che può colpire chiunque, ovunque ed in qualsiasi momento. Per Arresto Cardiaco (AC) si intende un'improvvisa cessazione delle funzioni di pompa del cuore che porta alla morte se non adeguatamente e tempestivamente trattata. Un persona è vittima di un arresto cardio-respiratorio quando:

- 1. è priva di coscienza;
- 2. non respira spontaneamente (o ha un respiro boccheggianti - gasping);
- 3. non è possibile rilevare il polso all'arteria carotide.

I punti 2 e 3 non devono necessariamente essere presenti nello stesso momento, ma basta la presenza di uno dei due a fare iniziare la sequenza del BLS. Anche se il termine di AC viene spesso utilizzato come sinonimo di morte improvvisa, è meglio utilizzare il termine di AC per indicare l'improvvisa perdita di funzione del cuore. Infatti le manovre di Rianimazione cardio-polmonare (RCP), quando tempestivamente e correttamente attuate, possono far regredire l'AC e quindi restituire la vita al paziente. Si calcola che una persona ogni mille abitanti ogni anno muore a causa della morte cardiaca improvvisa: in Italia tale evento colpisce circa 60.000 persone ogni anno. Se mai ci si dovesse trovare a prestare soccorso ad una persona che ha appena subito un arresto cardiaco improvviso, ognuno di noi vorrebbe essere in grado di poterla aiutare: per salvare tali persone, la somministrazione di una scarica elettrica da parte di un defibrillatore, entro pochissimi minuti, è l'unico trattamento efficace per poter ripristinare il ritmo cardiaco normale. Intervenire entro pochi minuti è fondamentale: si calcola che ogni minuto che trascorre fa diminuire del 7-10% la percentuale di sopravvivenza. I tempi medi di arrivo di una squadra di soccorso avanzato sul luogo in cui è accaduto l'incidente sono alti e, considerato che se una vittima di un arresto cardiaco non è defibrillata entro 8/10 minuti le sue possibilità di sopravvivenza sono meno del 2% e se il cuore non riparte entro i primi 5 minuti il paziente può ricevere danni cerebrali irreversibili, si capisce l'importanza di avere a disposizione uno strumento come il defibrillatore semiautomatico.

### *1) I defibrillatori semiautomatici sono adatti per un utilizzo da parte di soccorritori "laici"*

I defibrillatori semiautomatici sono strumenti affidabili, compatti, leggeri e soprattutto intuitivi e semplici da utilizzare. La legge n. 120 del 3 aprile 2001, ne permette l'utilizzo, previo corso di formazione della durata di poche ore, anche a coloro che non hanno alcuna esperienza medica. Le istruzioni vocali e su schermo assistono l'operatore durante la defibrillazione: Gli algoritmi di analisi del ritmo cardiaco determinano se è necessaria o meno l'Erogazione di una scarica.

## *2) Chi può utilizzare un defibrillatore semiautomatico?*

LEGGE N. 120 DEL 3 APRILE 2001 – “UTILIZZO DEI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI IN AMBITO EXTRAOSPEDALIERO”

1. È consentito l'uso del defibrillatore semiautomatico in sede extra-ospedaliera anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare.

2. Le regioni e le province autonome disciplinano il rilascio da parte delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere dell'autorizzazione all'utilizzo extra-ospedaliero dei defibrillatori da parte del personale di cui al comma 1, nell'ambito del sistema di emergenza 118 competente per territorio o, laddove non ancora attivato, sotto la responsabilità dell'azienda unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera di competenza, sulla base dei criteri indicati dalle linee guida adottate dal Ministro della sanità, con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In sintesi, non è necessaria alcuna esperienza medica per saperli utilizzare: bastano poche ore di addestramento per imparare a salvare una vita umana!

## *3) La nostra proposta*

Defibrillatore semiautomatico Saver One con e senza mini Lcd e Saver One D - Completi di Accessori

Peso: 2 Kg con batteria ed elettrodi.

**Test automatico:** Il defibrillatore esegue un test automatico ogni settimana ed ogni volta che lo si accende. Inoltre, il defibrillatore esegue un test automatico più esteso ogni mese. Questo test automatico controlla i circuiti ed il tasto di scarica del defibrillatore per verificare che sia pronto per l'uso.

**Batteria:** L'alimentazione viene fornita da una batteria al litio, garantita per 4/5 anni in confezione, o 2/3 anni quando è inserita al defibrillatore e per un max 250/300 scariche. Le condizioni ottimali di temperatura per un defibrillatore e relative batterie sono quelle comprese tra i 20° e 25°. Una volta ricevuto il defibrillatore inserire la batteria, al primo inserimento della batteria il dispositivo si accenderà automaticamente, premere il tasto di scarica quando richiesto, attendere la verifica quando richiederà l'inserimento o il controllo delle piastre spegnere il dispositivo e lasciare la batteria sempre inserita. Tale procedura permetterà di avere sempre a disposizione un dispositivo pronto all'uso.

**Manutenzione:** I defibrillatori Saver One Series non necessitano di alcuna manutenzione di routine. Il defibrillatore esegue infatti un test automatico una volta alla settimana ed ogni volta che lo si accende. Gli indicatori degli elettrodi lampeggiano brevemente durante il test. Se il test automatico dovesse rilevare una condizione che necessita di attenzione, il led rosso in basso si illuminerà e sarà accompagnato da un messaggio vocale al momento dell'accensione.

**Indicatori:** Sul dispositivo in basso sono sempre visibili i 2 led "rosso e verde" che indicano il funzionamento della macchina. Anche a defibrillatore spento, per un veloce e costante monitoraggio della funzionalità del dispositivo:

1. Led Verde acceso: Dispositivo pronto test ok
2. Led Verde e Rosso spento: Dispositivo pronto test ok
3. Led Rosso Acceso: batteria in esaurimento rimangono ancora 8/10 scariche.
4. Led Rosso Acceso: indica la necessità di assistenza, contattare il servizio di assistenza tecnica.

Garanzia: 6 anni



## Servizio Assistenza

Nel prezzo del defibrillatore è incluso il servizio di Assistenza fornito con il supporto di Specialisti di prodotto.

- Dubbi sulla gestione e sull'utilizzo del defibrillatore?
- Si è accesa una icona sul display del defibrillatore e non sapete cosa significa?

E' sufficiente chiamare i numeri 393/9420536 o 348/6504619 per avere tutto il supporto e l'assistenza necessaria da parte di personale altamente qualificato. Il servizio comprende assistenza telefonica H24 per 365 giorni all'anno ed è valido per tutta la durata della garanzia del defibrillatore.

- **6 Anni di garanzia diretta**
- **Assistenza in tutta Italia**
- **Aggiornamenti alle nuove linee guida**
- **Sconto del 25% sull' acquisto degli accessori opzionali**

Dettagli sulle condizioni di vendita:

- Garanzia:** DAE sono garantiti 6 anni solo per difetti di fabbricazione
- Garanzia:** Batterie: 250/300 scariche o 5 anni in stand-by
- Prezzi:** espressi in p Euro IVA esclusa;
- Trasporto:** a carico del Cliente o con Ns. corriere convenzionato con addebito in fattura
- Pagamento:** B.B. Avviso Merce Pronta o Contrassegno.

Per informazioni e ordini: Dr. Carmine Scapolatiello

M.+39393.94.20.536

Mail [cs@amiitalia.com](mailto:cs@amiitalia.com)

Web: [www.amiitalia.com](http://www.amiitalia.com) - A.M.I. Italia s.r.l. FORNITORE UFFICIALE FIV

